

balio

diagnostics



OX - 560 RET.

Le 5 population avec reticulocytes.

OX - 560 RET.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PARAMETRES.

34 paramètres : GB, LYM%#, MON%#, NEU%#, EOS%#, BASO%#, GR, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR, RET%, RET_ABS, IRF, NRBC%#, LIC%#, ALY%#.
2 histogrammes for GR et PLT. 2 scattergramme pour la différenciation des GB (scattergrammes 5 POP et eosinophiles, moutrophiles).
2 scattergrammes 3D.

PRINCIPES.

Différenciation GB : Cytométrie de flux, classification des cellules avec lumière laser semi conductrice multidimensionnelle.
Analyse GB : Mesure optique et impédance.
Analyse GR/PLT : Méthode de l'impédance.
Test HGB : Réactifs colorimétriques sans cyanure.

REACTIFS.

Diluent, Sheath, Detergent, Lyse.

MODE TEST.

Sang total et prédilué.

VOLUME ECHANTILLON.

Sang total : 20 µL, prédilué : 20 µL.

CADENCE.

60 tests par heure en sang total et prédilué.

DIAMETRE OUVERTURE.

GB 100 µm et GR/PLT 68 µm.

ALARMES.

Messages erreur.

STOCKAGE DONNEES.

Jusqu'à 200 000 résultats avec les graphiques.

AFFICHAGE.

Ecran tactile 10'4.

DIMENSIONS & POIDS.

490 x 332 x 459 mm & 35 kg.

ALIMENTATION ELECTRIQUE.

250 VA

